



Antistatický inhalačný nástavec

PARI GmbH

## Popis

Antistatická inhalačná pomôcka PARlchamber je vytvorená, pre účely zlepšenia depozície aerosólu s medikáciou do pľúc. Pomáha prekonávať koordinačné problémy s distribúciou liečiva, ktoré majú pacienti pri nesprávnom používaní aerosólového dávkovača (MDI). Inhaláciu možno prevádzať s maskou (prevažne pre deti) alebo iba s náustkom. Možnosť dezinfekcie vo vriacej vode alebo v parnom dezinfekčnom zariadení.

## Určenie

PARlchamber je určený k efektívnemu dávkovaniu aerosólového inhalátora (MDI). Pomáha tiež pacientom, ktorí môžu mať ťažkosti so správnou inhalačnou koordináciou. Je kompatibilný so všetkými typmi bežných aerosólových dávkovačov (MDI).

## Výhody

- antistatická komora pre spoľahlivé dávkovanie
- ventil VHC zaisťujúci spoľahlivé dávkovanie
- priehľadný náustok pre vizuálnu kontrolu
- univerzálny MDI adaptér
- možnosť dezinfekcie
- malý, ľahký a praktický
- vhodný pre deti i dospelých



PARlchamber s maskou (0 - 2 roky)



PARlchamber s maskou (> 2 roky)



PARlchamber s náustkom (> 4 roky)

## Technické údaje

životnosť	12 mesiacov používania
<b>Rozmery</b>	
dĺžka	160 mm
objem	198,5 ml
vnútorný priemer (komora)	50,5 mm
<b>Materiály</b>	
polypropylén	nástok, maska pre batolátá a dospelých, konektor masky, inhalačná komora
silikón	vdychová a výdychová hodnota
termoplastový elastomer	maska pre batolátá a deti, pripojovací krúžok




## Typy produktov

## Objednávací kód

## Kód ŠUKL

PARlchamber s nástokom	035G1000	A91510
PARlchamber s maskou s motívom lienky (0-2 roky)	035G2020	A91511
PARlchamber s maskou s motívom žaby (>2 roky)	035G2040	A91512



Postup použitia PARlchamber

## MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21  
140 00 Praha 4  
Česká republika

E: info@mr-diagnostic.cz

T: +420 245 005 648


W: www.mr-diagnostic.cz

Račianska 72  
831 02 Bratislava 3  
Slovenská republika

E: info@mr-diagnostic.cz

T: +421 (0)2 20 633 367

W: www.mr-diagnostic.cz



[www.pari-inhalatory.sk](http://www.pari-inhalatory.sk)